

Prodotto	STERILSORB																												
Codice	402 000 073 – 402 000 128																												
Foto prodotto	 																												
Descrizione	STERILSORB è un assorbente vegetale senza additivi e senza coloranti, costituito da particolato di legno tenero setacciato ed essiccato in grado di assorbire ogni tipo di liquido, olio, solventi, inchiostri, acidi, basi, prodotti chimici e sostanze grasse. Si sparge sul pavimento/suolo a seguito di sversamenti di oli o sostanze grasse o in modo preventivo per diminuire la scivolosità.																												
Caratteristiche tecniche	<table><tr><td>PARTICELLE DI LEGNO</td><td>100%</td></tr><tr><td>COLORE</td><td>Ligneo chiaro</td></tr><tr><td>ODORE</td><td>Nessuno</td></tr><tr><td>GRANULOMETRIA</td><td>0.5 - 1.0 mm</td></tr><tr><td>UMIDITÀ</td><td>8% - 15% (max)</td></tr><tr><td>DENSITÀ</td><td>140 - 160 Kg/m³</td></tr><tr><td>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</td><td>2.5 volte il suo peso ca.</td></tr></table> <table><tr><th>Codice prodotto</th><th>Descrizione</th><th>Confezionamento</th><th>Assorbimento</th></tr><tr><td>402 000 128</td><td>Sacco da 35 L</td><td>Sacco singolo</td><td>17 L</td></tr><tr><td>402 000 073</td><td>Box 2450 L</td><td>70 sacchi da 35 Litri</td><td>1225 L</td></tr></table>			PARTICELLE DI LEGNO	100%	COLORE	Ligneo chiaro	ODORE	Nessuno	GRANULOMETRIA	0.5 - 1.0 mm	UMIDITÀ	8% - 15% (max)	DENSITÀ	140 - 160 Kg/m ³	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	2.5 volte il suo peso ca.	Codice prodotto	Descrizione	Confezionamento	Assorbimento	402 000 128	Sacco da 35 L	Sacco singolo	17 L	402 000 073	Box 2450 L	70 sacchi da 35 Litri	1225 L
PARTICELLE DI LEGNO	100%																												
COLORE	Ligneo chiaro																												
ODORE	Nessuno																												
GRANULOMETRIA	0.5 - 1.0 mm																												
UMIDITÀ	8% - 15% (max)																												
DENSITÀ	140 - 160 Kg/m ³																												
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	2.5 volte il suo peso ca.																												
Codice prodotto	Descrizione	Confezionamento	Assorbimento																										
402 000 128	Sacco da 35 L	Sacco singolo	17 L																										
402 000 073	Box 2450 L	70 sacchi da 35 Litri	1225 L																										
Modalità di utilizzo	- Spargere STERILSORB su tutta la superficie di liquido sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento; - Lasciare agire per qualche minuto; - Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa o altri idonei strumenti; - Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto. Lo smaltimento di STERILSORB dopo l'utilizzo deve attenersi al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere codificato (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.																												
Note	STERILSORB è idoneo all'utilizzo in: - settore Alimentare; - settore Farmaceutico; - Ospedali; - Ristoranti e servizi mensa; - Esercizi Alimentari (macellerie, salumerie, pescherie, pasticcerie, panetterie); - Box equini...																												